

要素名	項目名	コード値	O c c u r s	O c c u r s	type	必須	属性				備考		
							属性名	項目名	type	必須		コード値 ※記載ルール 定義名:論理名	
Mdevices	電子添文	-	1	1	-	○	xmns:version	ネームスペース スキーマバージョン	-	xs:string	○	-	ルート要素
PackageInsertNo	添付文書番号	-	1	1	cdata.content-TYPE	○							
CompanyIdentifier	企業コード	-	1	1	cdata.content-TYPE	○							
DateOfPreparationOrRevisionArray	作成又は改訂年月の繰り返し項目	-	1	1	-	○							
DateOfPreparationOrRevisionDetail	作成又は改訂年月の詳細	-	1	2	-	○	created	作成 今日/前日	xs:integer	xs:string	-		
YearMonth	作成改訂年月	-	1	1	xs:YearMonth-NULL	○							
Version	版数	-	1	1	cdata.content-TYPE	○							
ReasonForRevision	改訂理由	-	0	1	cdata.content-TYPE	-							
ApprovalEtcArray	承認番号等の繰り返し項目	-	1	1	-	○							
ApprovalEtcDetail	承認番号等の詳細	-	1	1	unbounded	○							
ApprovalAndLicenseNo	承認・認証番号等	-	1	1	cdata.content-TYPE	○	approvalType	審査種別	xs:integer	-	1:届出 2:認証 3:承認 デフォルト種:3		
ApprovalBrandNameDetail	販売名	-	1	1	-	○							
ApprovalBrandName	販売名	-	1	1	cdata.content-TYPE	○	id	参照元ID	xs:ID	○			
AccessoriesOrCompositionArticle	付属品・構成品の別	Accessories: 付属品 CompositionArticle: 構成品 None: 無し デフォルト値: None	1	1	xs:string	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
ModelNumber	括弧内名称の添え書き	-	0	1	cdata.content-TYPE	-							
ApprovalBrandNameReading	販売名の読み	-	1	1	cdata.content-TYPE	○							
DoNotReuse	再使用禁止	Yes: 再使用禁止 No: 再使用可 デフォルト値: Yes	1	1	xs:string	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
CategoryAndGeneralName	類別及び一般的名称等	-	1	1	-	○							
Category	類別	-	1	1	xs:string	○							
GeneralName	一般的名称	-	1	1	xs:string	○							主たる一般的名称の詳細で管理するた#modified不要
PrimaryGeneralNameDetail	主たる一般的名称の詳細	-	1	1	-	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
PrimaryGeneralName	主たる一般的名称	-	1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○			主たる一般的名称の詳細で管理するた#modified不要
JMDNCode	JMDNコード	-	1	1	xs:string	○							主たる一般的名称の詳細で管理するた#modified不要
Classification	クラス分類	1: 一般医療機器(クラスI) 2: 管理医療機器(クラスII) 3: 高度管理医療機器(クラスIII) 4: 高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値: 4	1	1	xs:integer	○							主たる一般的名称の詳細で管理するた#modified不要
SecondaryGeneralNameArray	従たる一般的名称の繰り返し項目	-	0	1	-	-							
SecondaryGeneralNameDetail	従たる一般の名称の詳細	-	1	1	unbounded	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
SecondaryGeneralName	従たる一般の名称	-	1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○			従たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
JMDNCode	JMDNコード	-	1	1	xs:string	○							従たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
Classification	クラス分類	1: 一般医療機器(クラスI) 2: 管理医療機器(クラスII) 3: 高度管理医療機器(クラスIII) 4: 高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値: 4	1	1	xs:integer	○							従たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
DiscernmentOfMaintenanceInstallation	保守・設置の識別	None: 無し/医療機器非該当 Specific: maintenance: 特定保守管理医療機器 Specific: maintenance and installation: 特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器 デフォルト値: None	1	1	xs:string	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc	生物由来の識別	None: 無し/医療機器非該当 Transgenic: notation: 生物由来製品 Notes of the living thing origin: 特定生物由来製品 デフォルト値: None	1	1	xs:string	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
TransgenicMaterial	遺伝子組換え材料使用の識別	None: 無し/医療機器非該当 Yes: 遺伝子組換え デフォルト値: None	1	1	xs:string	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
RegulationClassificationArray	規制区分の繰り返し項目	-	0	1	-	-							
RegulationClassification	規制区分	1: 条件付き承認品目 2: (一部)条件付き承認品目 3: 革新的医療機器条件付早期承認品目 4: (一部)革新的医療機器条件付早期承認品目 5: 緊急承認医療機器 6: 特種承認医療機器	1	1	unbounded	○							
SpecialsOrConditions	特種記載項目	-	0	1	VariousForms-TYPE	-							
FormAndStructureDetail	製剤・構造及び取扱いの詳細	-	1	1	-	○	id	参照元ID	xs:ID	○			HDR FormAndStructure
FormStructureAndLink	製剤・構造・構成ユニット	-	0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○			HDR FormStructureAndLink
PackageAndFormDetail	包装・形態	-	0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○			HDR PackageAndFormDetail
CompositionArticleArray	構成品の繰り返し項目	-	0	1	-	-	id	参照元ID	xs:ID	○			HDR CompositionArticle
CompositionArticleDetail	構成品の詳細	-	1	1	unbounded	-							
BrandCode	販売文書管理用ID(製品/(=ジャンクを含む))	-	0	1	cdata.content-TYPE	○							
ApprovalAndLicenseNo	構成品の承認・認証番号等の詳細	-	1	1	cdata.content-TYPE	○	approvalType	審査種別	xs:integer	-	1:届出 2:認証 3:承認 デフォルト種:3		
TheSaleNameOrNameDetail	販売名又は名称の詳細	-	1	1	-	○							
TheSaleNameOrName	販売名又は名称	-	1	1	cdata.content-TYPE	○	id	参照元ID	xs:ID	○			
ModelNumber	括弧内名称の添え書き	-	0	1	cdata.content-TYPE	-							
TheSaleNameOrNameReading	販売名又は名称の読み	-	1	1	cdata.content-TYPE	○							
CompositionArticleGeneralNameEtc	構成品の一般的名称等	-	0	1	-	-							
CompositionArticleGeneralName	構成品の一般の名称	-	0	1	-	-							
PrimaryGeneralNameDetail	主たる一般の名称の詳細	-	0	1	-	-	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
PrimaryGeneralName	主たる一般の名称	-	1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○			主たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
JMDNCode	JMDNコード	-	1	1	xs:string	○							主たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
Classification	クラス分類	1: 一般医療機器(クラスI) 2: 管理医療機器(クラスII) 3: 高度管理医療機器(クラスIII) 4: 高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値: 4	1	1	xs:integer	○							主たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
SecondaryGeneralNameArray	従たる一般の名称の繰り返し項目	-	0	1	-	-							
SecondaryGeneralNameDetail	従たる一般の名称の詳細	-	1	1	unbounded	○	modified	今日・前日改訂箇所	xs:IDREFS	-			
SecondaryGeneralName	従たる一般の名称	-	1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○			従たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要
JMDNCode	JMDNコード	-	1	1	xs:string	○							従たる一般の名称の詳細で管理するた#modified不要

要素名	項目名	コード値	O c c u r s	O c c u r s	type	必須	属性				備考
							属性名	項目名	type	必須	
					名称			コード値 ※記載ルール 定義名: 論理名			
Classification	クラス分類	※記載ルール 定義名: 論理名 1.一般医療機器(クラスI) 2.管理医療機器(クラスII) 3.高度管理医療機器(クラスIII) 4.高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値:4	1	1	xs:integer	○					従たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要
DiscernmentOfMaintenanceInstallation	保守・設置の識別	None:無し/医療機器非該当 Specific:maintenance:特定保守管理医療機器 Specific:maintenance-and-Installation:特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器 デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc	生物由来の識別	None:無し/医療機器非該当 Transgenics:notation:生物由来製品 Notes-of-the-living-thing-origin:特定生物由来製品 デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
TransgenicsMaterial	遺伝子組換え材料使用の識別	None:無し/医療機器非該当 Yes:遺伝子組換え デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
AccessoriesArray	付属品の繰り返し項目		0	1	-	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR Accessories
AccessoriesDetail	付属品の詳細		1	unbounded	-	○	modified				
ApprovalCode	高付文書管理コード(製品/バージョンを含む)		0	1	cd:content-TYPE	○					
AccessoriesApprovalAndLicenseNoDetail	付属品の承認・総括番号等の詳細		0	1	cd:content-TYPE	-	approvalType	審査種別	xs:integer	-	1:届出 2:承認 デフォルト値:3
TheSaleNameOrNameDetail	販売名又は名称の詳細		1	1	-	○					
TheSaleNameOrName	販売名又は名称		1	1	cd:content-TYPE	○	id	参照元ID	xs:ID	○	
ModelNumber	括弧内名称の添え書き		0	1	cd:content-TYPE	-					
TheSaleNameOrNameReading	販売名又は名称の読み		0	1	cd:content-TYPE	○					
AccessoriesGeneralNameEtc	付属品の一般的名称等		0	1	-	-					
AccessoriesGeneralName	付属品の一般的名称		0	1	-	-					
PrimaryGeneralNameDetail	主たる一般的名称の詳細		0	1	-	-	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
PrimaryGeneralName	主たる一般的名称		0	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○	主たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要 主たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要
JMDNCode	JMDNコード		1	1	xs:string	○					
Classification	クラス分類	1.一般医療機器(クラスI) 2.管理医療機器(クラスII) 3.高度管理医療機器(クラスIII) 4.高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値:4	1	1	xs:integer	○					従たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要
SecondaryGeneralNameArray	従たる一般的名称の繰り返し項目		0	1	-	-	id	参照元ID	xs:IDREFS	-	
SecondaryGeneralNameDetail	従たる一般的名称の詳細		1	unbounded	-	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
SecondaryGeneralName	従たる一般的名称		1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○	従たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要
JMDNCode	JMDNコード		1	1	xs:string	○					
Classification	クラス分類	1.一般医療機器(クラスI) 2.管理医療機器(クラスII) 3.高度管理医療機器(クラスIII) 4.高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値:4	1	1	xs:integer	○					従たる一般的名称の詳細で管理するためのmodified不要
DiscernmentOfMaintenanceInstallation	保守・設置の識別	None:無し/医療機器非該当 Specific:maintenance:特定保守管理医療機器 Specific:maintenance-and-Installation:特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器 デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc	生物由来の識別	None:無し/医療機器非該当 Transgenics:notation:生物由来製品 Notes-of-the-living-thing-origin:特定生物由来製品 デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
TransgenicsMaterial	遺伝子組換え材料使用の識別	None:無し/医療機器非該当 Yes:遺伝子組換え デフォルト値:None	1	1	xs:string	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
Composition	組成		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR Composition
TheMaterial	原材料		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR RawMaterial
IndicationsOfEfficacy	使用目的又は効果		1	1	VariousForms-TYPE	○	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR IndicationsOfEfficacy
IndicationsOfEfficacy	使用目的又は効果の文言のハターン		1	1	xs:integer	○	wordingPatternOfIndicationsOfEfficacy	使用目的又は効果の文言のハターン番号	xs:integer	⊖	1:使用目的 2:使用目的 3:効果 デフォルト値:1
OperationMethodOrInstructionForUseEtcDetail	使用方法的等の詳細		0	1	-	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR OperationMethodOrInstructionForUseEtc
TheInstructionMethod	使用方法		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR TheInstructionMethod
TheAssemblyMethod	組み立て方法		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR TheAssemblyMethod
TheUsage	使用目的		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR TheUsage
MedicalApparatusCombinedAndUseArray	組み合わせて使用する医療機器の繰り返し項目		0	1	-	-	id	参照元ID	xs:ID	○	HDR MedicalApparatusCombinedAndUsed
MedicalApparatusCombinedAndUseDetail	組み合わせて使用する医療機器の詳細		1	unbounded	-	○					
MedicalApparatusCombinedAndUseOrTreatment	組み合わせて使用する医療機器の承認事項		0	1	VariousForms-TYPE	-					
ApprovalCode	高付文書管理コード(製品/バージョンを含む)		0	1	cd:content-TYPE	-					
MedicalApparatusCombinedAndUseApprovalAndLicenseNoDetail	組み合わせて使用する医療機器の承認・総括番号等の詳細		1	1	cd:content-TYPE	○	approvalType	審査種別	xs:integer	-	1:届出 2:承認 3:承認 デフォルト値:3
TheSaleNameOrNameDetail	販売名又は名称の詳細		1	1	-	○					
TheSaleNameOrName	販売名又は名称		1	1	cd:content-TYPE	○	id	参照元ID	xs:ID	○	
ModelNumber	括弧内名称の添え書き		0	1	cd:content-TYPE	-					
TheSaleNameOrNameReading	販売名又は名称の読み		0	1	cd:content-TYPE	○					
MedicalApparatusCombinedAndUseGeneralName	組み合わせて使用する医療機器の一般的名称		0	1	-	-					
PrimaryGeneralNameDetail	主たる一般の名称の詳細		0	1	-	-	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
PrimaryGeneralName	主たる一般の名称		0	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○	主たる一般の名称の詳細で管理するためのmodified不要
JMDNCode	JMDNコード		1	1	xs:string	○					主たる一般の名称の詳細で管理するためのmodified不要
Classification	クラス分類	1.一般医療機器(クラスI) 2.管理医療機器(クラスII) 3.高度管理医療機器(クラスIII) 4.高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値:4	1	1	xs:integer	○					従たる一般の名称の詳細で管理するためのmodified不要
SecondaryGeneralNameArray	従たる一般の名称の繰り返し項目		0	1	-	-	id	参照元ID	xs:IDREFS	-	
SecondaryGeneralNameDetail	従たる一般の名称の詳細		1	unbounded	-	○	modified	今回・前回改訂箇所	xs:IDREFS	-	
SecondaryGeneralName	従たる一般の名称		1	1	xs:string	○	id	参照元ID	xs:ID	○	従たる一般の名称の詳細で管理するためのmodified不要
JMDNCode	JMDNコード		1	1	xs:string	○					

要素名	項目名	コード値	O c c u r s	O c c u r s	type	必須	属性				備考		
							属性名	項目名	type	必須		コード値 ※記載ルール 定義名: 論理名	
Classification	クラス分類	※記載ルール 定義名: 論理名 1. 救急搬送機(クラスI) 2. 管理医療機器(クラスII) 3. 高度管理医療機器(クラスIII) 4. 高度管理医療機器(クラスIV) デフォルト値: 4	1	1	xinteger	○						従たる一般的名称の詳細で管理するためmodified不要	
PrecautionsForUseDetail	使用上の注意の詳細		1	1	-	○	id	参照元	xsID	○	HDR PrecautionsForUse		
WarningsDetail	警告の詳細		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR Warnings		
WarningTheCandidateForApplication	適用対象(患者)		0	1	VariousForms-TYPE	-							
WarningsCombinedUseMedicalDevices	併用医療機器		0	1	VariousForms-TYPE	-							
WarningTheContraindicationUsage	使用方法		0	1	VariousForms-TYPE	-							
ContraindicationsAndProhibitionsDetail	禁忌・禁止の詳細		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ContraindicationAndProhibitions		
ContraindicationAndProhibitions	禁忌・禁止		0	1	VariousForms-TYPE	-							
ContraindicationAndProhibitionsTheCandidateForApplication	適用対象(患者)		0	1	VariousForms-TYPE	-							
CombinedUseMedicalDevices	併用医療機器		0	1	VariousForms-TYPE	-							
TheContraindicationUsage	使用方法		0	1	VariousForms-TYPE	-							
UseCautions	使用注意(次の患者には慎重に適用すること)		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR UseCautions		
ImportantPrecautions	重要な注意		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ImportantPrecautions		
InteractionsDetail	相互作用(他の医薬品、医療機器等との併用に際する)の詳細		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR Interactions		
ContraindicatedCombination	併用禁忌(併用しないこと)		0	1	VariousForms-TYPE	-							
CombinedUseCautions	併用注意(併用に注意すること)		0	1	VariousForms-TYPE	-							
FaultAndDetrimentalPhenomenaDetail	不具合・有害事象の詳細		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR FaultAndDetrimentalPhenomena		
SeriousFaultAndDetrimentalPhenomena	重大な不具合・有害事象		0	1	-	-							
SeriousFaultDetail	重大な不具合の詳細		0	1	-	-							
OverviewOfSeriousFault	重大な不具合の概要		0	1	VariousForms-TYPE	-							
AdverseEventArray	事象名の繰り出し項目		0	1	-	-							
AdverseEventDetail	事象名の詳細		1	unbounded	-	-	○	modified	参照元	xsIDREFS	-	不具合用結果のコードの詳細で管理するためmodified不要	
TerminologyCode	不具合用結果のコード		0	1	xstring	-							
AdverseEventExplanation	事象名の説明		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
SeriousDetrimentalPhenomenaDetail	重大な有害事象の詳細		0	1	-	-							
OverviewOfSeriousDetrimentalPhenomena	重大な有害事象の概要		0	1	VariousForms-TYPE	-							
AdverseEventArray	事象名の繰り出し項目		0	1	-	-	○	modified	参照元	xsIDREFS	-	不具合用結果のコードの詳細で管理するためmodified不要	
AdverseEventDetail	事象名の詳細		1	unbounded	-	-	○	modified	参照元	xsIDREFS	-	不具合用結果のコードの詳細で管理するためmodified不要	
TerminologyCode	不具合用結果のコード		0	1	xstring	-							
AdverseEventExplanation	事象名の説明		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
OtherFaultAndDetrimentalPhenomena	その他の不具合・有害事象		0	1	-	-							
OtherFaultsDetail	その他の不具合の詳細		0	1	-	-							
OverviewOfOtherFaults	その他の不具合の概要		0	1	VariousForms-TYPE	-							
AdverseEventArray	事象名の繰り出し項目		0	1	-	-							
AdverseEventDetail	事象名の詳細		1	unbounded	-	-	○	modified	参照元	xsIDREFS	-	不具合用結果のコードの詳細で管理するためmodified不要	
TerminologyCode	不具合用結果のコード		0	1	xstring	-							
AdverseEventExplanation	事象名の説明		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
OtherDetrimentalPhenomenaDetail	その他の有害事象の詳細		0	1	-	-							
OverviewOfOtherDetrimentalPhenomena	その他の有害事象の概要		0	1	VariousForms-TYPE	-							
AdverseEventArray	事象名の繰り出し項目		0	1	-	-							
AdverseEventDetail	事象名の詳細		1	unbounded	-	-	○	modified	参照元	xsIDREFS	-	不具合用結果のコードの詳細で管理するためmodified不要	
TerminologyCode	不具合用結果のコード		0	1	xstring	-							
AdverseEventExplanation	事象名の説明		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
UseInTheElderly	高齢者への適用		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR UseInTheElderly		
UseInThePregnantAndAmble	妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR UseInThePregnantAndAmble		
InfluenceOnLaboratoryValues	臨床検査値及び検査影響		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR InfluenceOnLaboratoryValues		
Overdose	過剰使用		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR Overdose		
OtherPrecautions	その他の注意		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR OtherPrecautions		
TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect	使用目的又は効果に関連する使用上の注意		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect		
TheCautionsOnTheUseTheUse	使用方法に関連する使用上の注意		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR TheCautionsOnTheUseTheUse		
ClinicalPerformanceData	臨床成績		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ClinicalPerformanceData		
StorageConditionOfExpirationMethodDetail	保存方法及び有効期限等の詳細		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR StorageConditionOfExpirationMethod		
StorageCondition	保存方法		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR StorageCondition		
EventDate	有効期間		0	1	Header-Details-List-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR EventDate		
ExpectedServiceLife	前有効期間		0	1	Header-Details-List-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ExpectedServiceLife		
ExpirationMethod	使用期限		0	1	Header-Details-List-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ExpirationMethod		
HandlingPrecautionsDetail	取り扱い上の注意の詳細		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR HandlingPrecautions		
HandlingPrecautions	取り扱い上の注意		0	1	VariousForms-TYPE	-							
PreservationOfRecord	記録の保存		0	1	Header-Details-List-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR PreservationOfRecord		
ServiceMaintenanceAndInspectionDetail	保守・点検に係る事項の詳細		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ServiceMaintenanceAndInspection		
TheMaintenanceCheckMatterByTheUser	使用者による保守点検事項		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR TheMaintenanceCheckMatterByTheUser		
TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor	業者による保守点検事項		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor		
DisposeRequirementsOfUse	廃棄用に関する必要な事項		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR DisposeRequirementsOfUse		
ConditionOfApproval	承認条件		0	1	VariousForms-TYPE	-	id	参照元	xsID	○	HDR ConditionOfApproval		
ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtainedDetail	主要文献及び文献請求元の詳細		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtained		
MainLiteratureArray	主要文献の繰り出し項目		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR MainLiterature		
MainLiterature	主要文献		1	unbounded	cdata.content-TYPE	-	○						
AddressOfLiteratureRequestArray	文献請求元の繰り出し項目		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR AddressOfLiteratureRequest		
AddressOfLiteratureRequestDetail	文献請求元の詳細		1	unbounded	-	-	○						
AddressOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
Address	住所等		0	1	cdata.content-TYPE	-							
Phonenumber	電話番号		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
AManufacturerAndSellingContractorsNameOrANameEtc	製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等の詳細		1	1	-	-	○	id	参照元	xsID	○	HDR AManufacturerAndSellingContractorsNameOrANameEtc	
AManufacturerAndSellingContractorsNameOrANameDetail	製造販売業者の氏名又は名称等の詳細		1	1	-	-	○	id	参照元	xsID	○	HDR AManufacturerAndSellingContractorsNameOrAName	
ANameOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
Phonenumber	電話番号		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
UreentContactDetail	緊急連絡先の詳細		0	1	-	-							
ANameOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
Phonenumber	電話番号		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
ANameOfManufacturerArray	国内の製造業者の氏名又は名称等の繰り出し項目		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR ANameOfManufacturer		
ANameOfManufacturerDetail	国内の製造業者の氏名又は名称等の詳細		1	unbounded	-	-	○						
ANameOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
Phonenumber	電話番号		0	1	cdata.content-TYPE	-							
ANameOfOverseasNameEtcOfAFactorArray	海外の製造業者の氏名又は名称等の繰り出し項目		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR ANameOfOverseasNameEtcOfAFactor		
ANameOfOverseasNameEtcOfAFactorDetail	海外の製造業者の氏名又は名称等の詳細		1	unbounded	-	-	○						
ANameOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
Phonenumber	電話番号		0	1	cdata.content-TYPE	-							
TheCommonNameOfSimplificationInEnglish	簡易名称(英語)		0	1	cdata.content-TYPE	-							
TheCountryCode	輸入元製造元の国コード		1	1	cdata.content-TYPE	-	○						
ANameOfDistributorArray	輸入元製造元の氏名		0	1	cdata.content-TYPE	-							
ANameOfDistributorDetail	輸入元製造業者(代理店)の氏名又は名称等の繰り出し項目		0	1	-	-	id	参照元	xsID	○	HDR ANameOfDistributor		
ANameOfManufacturerEtc	氏名又は名称		1	unbounded	-	-	○						
Phonenumber	電話番号		0	1	cdata.content-TYPE	-							
ReferenceInformation	参考情報		0	1	-	-							
ExplanatoryTermList	説明用語一覧		0	1	VariousForms-TYPE	-							
Notes	備考		0	1	VariousForms-TYPE	-							
PleaseSeeTechnicalManual	取扱説明書	True: 取扱説明書有り False: 取扱説明書無し デフォルト値: True	1	1	xstring	○	modified	参照元	xsIDREFS	-			